

Felsökningsschema för hörapparat

Använd rutorna längst ned på sidan när du tar reda på
varför hörapparaten inte fungerar.
Vad gör du för att få den att fungera?

	<i>Varför?</i>	<i>Vad gör jag?</i>
Hör apparaten- tyst	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
Svagt ljud i hör- apparaten	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
Hör- apparaten piper	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____

Varför

Batteriet börjar ta slut	Hörapparaten är avstängd
Batteriet är slut	Volymen nedskruvad
Batteriet är felinsatt	För hög volym
Vax i insatsen	Omkopplaren i T-läge
Insats för liten	Fukt i slang eller insats
Insatsen sitter fel	Skarpa veck på slang
Vaxpropp i örat	Hål på slangen

Vad gör jag?

Kontakta hörcentral	Byt batteri
Rengör insatsen	Sänk volymen
Ändra till M-läge	Försök igen
Skruva upp volymen	Byt slang
Sätt på hörapparaten	
Tag isär och låt den självtorka	
+ på hörapparaten mot + på batteri	
Tag bort vaxet i örat	